

***Runthrough™ NS***

## **EL CONTROL EN SUS MANOS**


Runthrough® NS presenta excelente torque y excepcional desempeño, aún en los casos más desafiantes.



**TERUMO**  
INTERVENTIONAL  
SYSTEMS



Runthrough™ NS posee excelente torque 1:1 y excepcional desempeño aún en procedimientos prolongados.



### Espiral de la Punta Distal



### Marcadores proximales para mejor diferenciación

Runthrough™ NS Floppy: .....	<b>Sin marcador</b>	
Runthrough™ NS ExtraFloppy: ....	<b>1 marcador</b>	
Runthrough™ NS Hypercoat: .....	<b>2 marcadores</b>	
Runthrough™ NS Intermediate: ...	<b>3 marcadores</b>	



## PUSHING BOUNDARIES

Terumo Interventional Systems **está comprometido con su éxito**, brindando soluciones innovadoras y soporte para sus casos más desafiantes.

Buscamos incansablemente nuevas formas de ayudarlo a aplicar soluciones efectivas y **lograr los mejores resultados para sus pacientes.**

Tipo	Código de Producto	Diámetro externo (pulgadas)	Longitud (cm)	Carga de la punta (gf)	Radio-pacidad (cm)	Formato de la punta	Soporte	Revestimiento
Floppy	TW-AS418FA	0,014	180	1 gf	3	Recta moldeable	Moderado	Hidrofóbico e Hidrofilico
Hypercoat	TW-AS418FH	0,014	180	1 gf	3	Recta moldeable	Baixo	Hidrofilico
Intermediate	TW-AS418IA	0,014	180	3.6 gf	3	Recta moldeable	Alto	Hidrofóbico e Hidrofilico
Extra Floppy	TW-AS418XA	0,014	180	0.6 gf	3	Recta moldeable	Alto	Hidrofóbico e Hidrofilico

### MAS INFORMACION



**TERUMO AMERICAS HOLDING, INC.**  
2101 Cottontail Lane, Somerset,  
New Jersey, 08873 U.S.A.  
TEL: +1-732-302-4900  
Tollfree (USA): +1-800-283-7866

**TERUMO MEDICAL DE MEXICO S.A. DE C.V.**  
Av. Insurgentes Sur 1647,  
Piso 11 Col. San José Insurgentes  
Del. Benito Juárez, C.P. 03900  
México, D.F., México  
TEL: +52-55-1085-0770

**TERUMO COLOMBIA ANDINA S.A.S.**  
Calle 100 #23-10 Piso 2  
Bogotá D.C. Colombia Tel:  
+57-1256-8400

**TERUMO LATINAMERICA CORPORATION**  
Doral Corporate Center I,  
8750 NW 36th Street, Suite 240,  
Miami, FL 33178 U.S.A.  
Tel: +1-305-477-4822

**TERUMO MEDICAL DO BRASIL LTDA.**  
Praça General Gentil Falcão, No.  
108-9º andar  
Cidade Monções - Brooklin Novo  
CEP: 04571-150  
São Paulo - SP, Brasil  
TEL: +55-11-3594-3800

**TERUMO CHILE LTDA.**  
Avenida Apoquindo 2929  
Piso 16 Las Condes Santiago  
de Chile 7550246  
TEL: +56-2-480-9600